


# Z169447 UV Spectroline viewing box for TLC and E.Coli test

Ensuring Optimal Method Performance

## ข้อดี

- ราคาประหยัด
- ซ็อกครั้งแรก สามารถใช้งานได้นาน เปลี่ยนแค่หลอดเท่านั้น
- ใช้สำหรับส่องแผ่น TLC
- ใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ E.coli ได้
  - ❖ ช่วงคลื่น 366 nm ใช้ส่อง E.coli
  - ❖ ช่วงคลื่น 254 nm ใช้ฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดเครื่องมือ
  - ❖ สามารถใส่หลอดทดลองยาว ด้วยการปิดฝาและนอนลงเพื่อให้นำหลอดเข้าเครื่องได้
- สามารถมองหลอดและถ่ายรูปหลอดได้ผ่าน ตัวกรองแสง UV ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง



## ตัวอย่างการส่อง E.Coli



## ตัวอย่างการส่อง TLC

